

JAJ SOLUTIONS



SKU : JAJ0053

EAN : 3701801600525



Manuel d'utilisation



User manual



Manual de uso



Manual de utilização



Manuale d'uso



Gebruikershandleiding



Bedienungsanleitung



DESCRIPTION

PRÉ-REQUIS

Avant la toute première utilisation, veillez à charger complètement votre masque afin de prolonger sa batterie.

DESCRIPTION

Un masque LED pour le visage utilise différentes couleurs de lumière pour agir sur la peau sans douleur ni UV agressifs. On appelle ça la photothérapie LED.

Les usages les plus courants :

Lumière rouge : stimule le collagène, aide contre les rides et la fermeté.

Lumière bleue : aide à réduire les bactéries responsables de l'acné.

Lumière verte : peut aider sur les taches pigmentaires et l'uniformité du teint.

Lumière jaune : utilisée pour apaiser les rougeurs et les peaux sensibles.

Lumière blanche : utilisée pour la régénération et la récupération de la peau.

UTILISATION

MISE EN MARCHÉ

- Ajustez le masque à votre visage à l'aide de la sangle
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2-3 secondes.
- Sélectionnez la couleur/lumière souhaitée selon votre besoin.

PENDANT LA SÉANCE

- Gardez les yeux fermés.
- Détendez-vous pendant la durée recommandée (15 minutes).
- Ne pas utiliser plus longtemps que recommandé.

FIN DE SÉANCE

- Éteignez l'appareil.
- Retirez le masque.
- Appliquez éventuellement un sérum ou une crème hydratante.
- Nettoyez le masque avec un chiffon doux.



CONDITIONS D'UTILISATION

AVANT UTILISATION

- Lire entièrement le manuel avant usage.
- Utiliser uniquement sur une peau propre et sèche.
- Retirer maquillage, crème épaisse et bijoux.
- Vérifier que l'appareil n'est pas endommagé.
- Charger l'appareil avec le câble recommandé uniquement.

UTILISATION NORMALE

- Utiliser uniquement pour le visage (ou zones indiquées).
- Garder les yeux fermés pendant la séance.
- Respecter la durée recommandée par séance (15 min).
- Respecter la fréquence recommandée (ex. 3-5 fois/semaine).
- Ne pas utiliser pendant le sommeil.
- Utiliser dans un environnement sec et ventilé.
- Arrêter l'utilisation en cas d'inconfort, brûlure ou irritation.



CONDITIONS D'UTILISATION

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser :

- en cas d'épilepsie photosensible,
- en cas de grossesse (selon recommandation fabricant),
- sur peau lésée, brûlée ou infectée,
- après un peeling agressif ou laser récent,
- en cas de maladie cutanée sévère sans avis médical,
- si vous prenez des médicaments photosensibilisants,
- chez les enfants sans supervision.

SÉCURITÉ DES YEUX

- Ne pas regarder directement les LED.
- Utiliser les protections oculaires si fournies.
- Cesser immédiatement en cas de gêne visuelle.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

- Ne pas utiliser sous la pluie ou dans une salle de bain humide.
- Tenir éloigné de l'eau et des fortes températures.
- Ne pas exposer au soleil direct ou au feu.
- Température de stockage recommandée : 0-40°C.



CONDITIONS D'UTILISATION

BATTERIE ET RECHARGE

- Utiliser uniquement l'alimentation recommandée.
- Ne pas démonter, percer ou chauffer la batterie.
- Débrancher après charge complète.
- Ne pas utiliser si le câble est endommagé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteindre avant nettoyage.
- Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humide.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas utiliser d'alcool agressif ou solvants.

AVERTISSEMENTS

- Produit destiné à un usage cosmétique uniquement.
- Ce produit n'est pas un dispositif médical.
- Les résultats peuvent varier selon les utilisateurs.
- Conserver hors de portée des enfants.

SPÉCIFICATIONS

Marque : JAJ

Référence : JAJ0053

EAN : 3701801600525

Composition : ABS / PCB

Interface de chargement : USB-C

Nombre de leds : 210

Nombre de couleurs : 7

Sangle ajustable

Dimensions : 19 x 23 cm

Certifié aux normes européennes



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

GUANGZHOU DONGDI TECHNOLOGY CO. LTD
202, BUILDING C, WU HAO, LONG QUAN XI LU,
SHI LING ZHEN, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : AX188 / JAJ0053





DESCRIPTION

PREREQUISITES

Before first use, make sure to fully charge your mask in order to extend battery life.

DESCRIPTION

An LED facial mask uses different light colors to act on the skin without pain or harsh UV exposure. This is called LED light therapy.

The most common uses are:

Red light: stimulates collagen production and helps reduce wrinkles and improve firmness.

Blue light: helps reduce acne-causing bacteria.

Green light: may help reduce pigmentation spots and improve skin tone uniformity.

Yellow light: used to soothe redness and sensitive skin.

White light: used for skin regeneration and recovery.



USE

START-UP

- Adjust the mask to your face using the strap.
- Press the power button for 2-3 seconds.
- Select the desired color/light according to your needs.

DURING THE SESSION

- Keep your eyes closed.
- Relax for the recommended duration (15 minutes).
- Do not use for longer than recommended.

END OF THE SESSION

- Turn off the device.
- Remove the mask.
- Optionally apply a serum or moisturizer.
- Clean the mask with a soft cloth.



TERMS OF USE

BEFORE USE

- Read the entire manual before use.
- Use only on clean and dry skin.
- Remove makeup, thick cream, and jewelry.
- Check that the device is not damaged.
- Charge the device using only the recommended cable.

NORMAL USE

- Use only on the face (or indicated areas).
- Keep eyes closed during the session.
- Respect the recommended session duration (15 min).
- Follow the recommended frequency (e.g., 3-5 times per week).
- Do not use while sleeping.
- Use in a dry and well-ventilated environment.
- Stop using the device in case of discomfort, burning, or irritation.



TERMS OF USE

CONTRAINDICATIONS

Do not use:

- in case of photosensitive epilepsy,
- during pregnancy (according to manufacturer's recommendation),
- on damaged, burned, or infected skin,
- after a recent aggressive peel or laser treatment,
- in case of severe skin conditions without medical advice,
- if you are taking photosensitizing medications,
- on children without supervision.

EYE SAFETY

- Do not look directly at the LEDs.
- Use eye protection if provided.
- Stop immediately in case of visual discomfort.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

- Do not use in the rain or in a humid bathroom.
- Keep away from water and high temperatures.
- Do not expose to direct sunlight or fire.
- Recommended storage temperature: 0–40°C.



TERMS OF USE

BATTERY AND CHARGING

- Use only the recommended power supply.
- Do not disassemble, puncture, or heat the battery.
- Unplug after full charge.
- Do not use if the cable is damaged.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Turn off before cleaning.
- Clean with a soft, slightly damp cloth.
- Do not immerse in water.
- Do not use harsh alcohol or solvents.

WARNINGS

- This product is intended for cosmetic use only.
- This product is not a medical device.
- Results may vary depending on the user.
- Keep out of reach of children.



SPECIFICATIONS

Brand: JAJ

Reference: JAJ0053

EAN: 3701801600525

Composition: ABS / PCB

Charging interface: USB-C

Number of LEDs: 210

Number of colors: 7

Adjustable strap

Dimensions: 19 x 23 cm

Certified to European standards




www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

GUANGZHOU DONGDI TECHNOLOGY CO. LTD
202, BUILDING C, WU HAO, LONG QUAN XI LU,
SHI LING ZHEN, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : AX188 / JAJ0053



REQUISITOS PREVIOS

Antes del primer uso, asegúrese de cargar completamente su máscara para prolongar la duración de la batería.

DESCRIPCIÓN

Una máscara LED facial utiliza diferentes colores de luz para actuar sobre la piel sin dolor ni rayos UV agresivos. Esto se conoce como fototerapia LED.

Los usos más comunes son:

Luz roja: estimula la producción de colágeno y ayuda a reducir las arrugas y mejorar la firmeza.

Luz azul: ayuda a reducir las bacterias responsables del acné.

Luz verde: puede ayudar a reducir las manchas de pigmentación y mejorar la uniformidad del tono de la piel.

Luz amarilla: se utiliza para calmar el enrojecimiento y las pieles sensibles.

Luz blanca: se utiliza para la regeneración y recuperación de la piel.

PUESTA EN MARCHA

- Ajuste la máscara a su rostro con la correa.
- Mantenga presionado el botón de encendido durante 2-3 segundos.
- Seleccione el color/luz deseado según sus necesidades.

DURANTE LA SESIÓN

- Mantenga los ojos cerrados.
- Relájese durante el tiempo recomendado (15 minutos).
- No lo utilice durante más tiempo del recomendado.

FIN DE LA SESIÓN

- Apague el dispositivo.
- Retire la máscara.
- Aplique opcionalmente un sérum o una crema hidratante.
- Limpie la máscara con un paño suave.

CONDICIONES DE USO

ANTES DEL USO

- Lea completamente el manual antes de usar el dispositivo.
- Utilícelo únicamente sobre la piel limpia y seca.
- Retire el maquillaje, las cremas espesas y las joyas.
- Compruebe que el dispositivo no esté dañado.
- Cargue el dispositivo únicamente con el cable recomendado.

USO NORMAL

- Utilícelo únicamente en el rostro (o en las zonas indicadas).
- Mantenga los ojos cerrados durante la sesión.
- Respete la duración recomendada por sesión (15 min).
- Siga la frecuencia recomendada (por ejemplo, 3-5 veces por semana).
- No lo utilice mientras duerme.
- Utilícelo en un entorno seco y bien ventilado.
- Suspenda el uso en caso de molestias, quemazón o irritación.

CONDICIONES DE USO

CONTRAINDICACIONES

No utilizar:

- en caso de epilepsia fotosensible,
- durante el embarazo (según la recomendación del fabricante),
- sobre piel lesionada, quemada o infectada,
- después de un peeling agresivo o tratamiento láser reciente,
- en caso de enfermedades cutáneas graves sin consejo médico,
- si está tomando medicamentos fotosensibilizantes,
- en niños sin supervisión.

SEGURIDAD OCULAR

- No mirar directamente a los LED.
- Utilizar protección ocular si se incluye.
- Suspender el uso inmediatamente en caso de molestias visuales.

CONDICIONES AMBIENTALES

- No utilizar bajo la lluvia o en un baño húmedo.
- Mantener alejado del agua y de temperaturas elevadas.

CONDICIONES DE USO

- No exponer a la luz solar directa ni al fuego.
- Temperatura de almacenamiento recomendada: 0-40 °C.

BATERÍA Y CARGA

- Utilice únicamente la fuente de alimentación recomendada.
- No desmonte, perforo ni caliente la batería.
- Desenchufe después de la carga completa.
- No utilice el dispositivo si el cable está dañado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el dispositivo antes de limpiarlo.
- Limpie con un paño suave ligeramente húmedo.
- No lo sumerja en agua.
- No utilice alcohol agresivo ni disolventes.

ADVERTENCIAS

- Este producto está destinado únicamente a uso cosmético.
- Este producto no es un dispositivo médico.
- Los resultados pueden variar según el usuario.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES

Marca: JAJ

Referencia: JAJ0053

EAN: 3701801600525

Composición: ABS / PCB

Interfaz de carga: USB-C

Número de LED: 210

Número de colores: 7

Correa ajustable

Dimensiones: 19 x 23 cm

Certificado según las normas europeas



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

GUANGZHOU DONGDI TECHNOLOGY CO. LTD
202, BUILDING C, WU HAO, LONG QUAN XI LU,
SHI LING ZHEN, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : AX188 / JAJ0053



PRÉ-REQUISITOS

Antes da primeira utilização, certifique-se de carregar completamente a sua máscara para prolongar a duração da bateria.

DESCRIÇÃO

Uma máscara facial LED utiliza diferentes cores de luz para atuar na pele sem dor nem raios UV agressivos. Isto é chamado de fototerapia LED.

Os usos mais comuns são:

Luz vermelha: estimula a produção de colagénio e ajuda a reduzir rugas e melhorar a firmeza.

Luz azul: ajuda a reduzir as bactérias responsáveis pela acne.

Luz verde: pode ajudar a reduzir manchas de pigmentação e melhorar a uniformidade do tom da pele.

Luz amarela: utilizada para acalmar vermelhidão e peles sensíveis.

Luz branca: utilizada para a regeneração e recuperação da pele.

UTILIZAÇÃO

LIGAR O DISPOSITIVO

- Ajuste a máscara ao seu rosto utilizando a correia.
- Prima o botão de ligar/desligar durante 2-3 segundos.
- Selecione a cor/luz desejada de acordo com as suas necessidades.

DURANTE A SESSÃO

- Mantenha os olhos fechados.
- Relaxe durante o tempo recomendado (15 minutos).
- Não utilize por mais tempo do que o recomendado.

FIM DA SESSÃO

- Desligue o dispositivo.
- Retire a máscara.
- Aplique opcionalmente um sérum ou um creme hidratante.
- Limpe a máscara com um pano macio.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Leia completamente o manual antes de utilizar o dispositivo.
- Utilize apenas em pele limpa e seca.
- Remova a maquiagem, cremes espessos e joias.
- Verifique se o dispositivo não está danificado.
- Carregue o dispositivo apenas com o cabo recomendado.

UTILIZAÇÃO NORMAL

- Utilize apenas no rosto (ou nas áreas indicadas).
- Mantenha os olhos fechados durante a sessão.
- Respeite a duração recomendada por sessão (15 min).
- Siga a frequência recomendada (por exemplo, 3-5 vezes por semana).
- Não utilize enquanto dorme.
- Utilize num ambiente seco e bem ventilado.
- Interrompa o uso em caso de desconforto, ardor ou irritação.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CONTRAINDICAÇÕES

Não utilizar:

- em caso de epilepsia fotossensível,
- durante a gravidez (de acordo com a recomendação do fabricante),
- sobre pele lesionada, queimada ou infetada,
- após um peeling agressivo ou tratamento a laser recente,
- em caso de doenças de pele graves sem aconselhamento médico,
- se estiver a tomar medicamentos fotossensibilizantes,
- em crianças sem supervisão.

SEGURANÇA OCULAR

- Não olhar diretamente para os LEDs.
- Utilizar proteção ocular, se fornecida.
- Interromper imediatamente em caso de desconforto visual.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

- Não utilizar à chuva ou em casa de banho húmida.
- Manter afastado da água e de temperaturas elevadas.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não expor à luz solar direta nem ao fogo.
- Temperatura de armazenamento recomendada: 0-40 °C.

BATERIA E CARREGAMENTO

- Utilize apenas a fonte de alimentação recomendada.
- Não desmonte, perfure ou aqueça a bateria.
- Desligue da tomada após o carregamento completo.
- Não utilize se o cabo estiver danificado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o dispositivo antes da limpeza.
- Limpe com um pano macio ligeiramente húmido.
- Não mergulhe em água.
- Não utilize álcool agressivo nem solventes.

AVISOS

- Este produto destina-se apenas a uso cosmético.
- Este produto não é um dispositivo médico.
- Os resultados podem variar de acordo com o utilizador.
- Manter fora do alcance das crianças.

ESPECIFICAÇÕES

Marca: JAJ

Referência: JAJ0053

EAN: 3701801600525

Composição: ABS / PCB

Interface de carregamento: USB-C

Número de LEDs: 210

Número de cores: 7

Correia ajustável

Dimensões: 19 x 23 cm

Certificado de acordo com as normas europeias



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

GUANGZHOU DONGDI TECHNOLOGY CO. LTD
202, BUILDING C, WU HAO, LONG QUAN XI LU,
SHI LING ZHEN, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : AX188 / JAJ0053





DESCRIZIONE

PREREQUISITI

Prima del primo utilizzo, assicurarsi di caricare completamente la maschera per prolungare la durata della batteria.

DESCRIZIONE

Una maschera LED per il viso utilizza diversi colori di luce per agire sulla pelle senza dolore né raggi UV aggressivi. Questo trattamento è chiamato fototerapia LED.

Gli utilizzi più comuni sono:

Luce rossa: stimola la produzione di collagene e aiuta a ridurre le rughe e migliorare la tonicità della pelle.

Luce blu: aiuta a ridurre i batteri responsabili dell'acne.

Luce verde: può aiutare a ridurre le macchie pigmentarie e migliorare l'uniformità dell'incarnato.

Luce gialla: utilizzata per lenire rossori e pelli sensibili.

Luce bianca: utilizzata per la rigenerazione e il recupero della pelle.

ACCENSIONE

- Regolare la maschera sul viso utilizzando la fascia.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi.
- Selezionare il colore/luce desiderato in base alle proprie esigenze.

DURANTE LA SESSIONE

- Tenere gli occhi chiusi.
- Rilassarsi per la durata consigliata (15 minuti).
- Non utilizzare più a lungo del tempo raccomandato.

FINE DELLA SESSIONE

- Spegnerne il dispositivo.
- Rimuovere la maschera.
- Applicare eventualmente un siero o una crema idratante.
- Pulire la maschera con un panno morbido.



CONDIZIONI DI UTILIZZO

PRIMA DELL'USO

- Leggere interamente il manuale prima dell'utilizzo.
- Utilizzare solo su pelle pulita e asciutta.
- Rimuovere trucco, creme dense e gioielli.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato.
- Caricare il dispositivo esclusivamente con il cavo consigliato.

USO NORMALE

- Utilizzare solo sul viso (o sulle aree indicate).
- Tenere gli occhi chiusi durante la sessione.
- Rispettare la durata consigliata per sessione (15 min).
- Seguire la frequenza consigliata (ad es. 3-5 volte a settimana).
- Non utilizzare durante il sonno.
- Utilizzare in un ambiente asciutto e ben ventilato.
- Interrompere l'uso in caso di fastidio, bruciore o irritazione.



CONDIZIONI DI UTILIZZO

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare:

- in caso di epilessia fotosensibile,
- in caso di gravidanza (secondo le raccomandazioni del produttore),
- su pelle lesionata, ustionata o infetta,
- dopo un peeling aggressivo o un recente trattamento laser,
- in caso di malattie cutanee gravi senza parere medico,
- se si assumono farmaci fotosensibilizzanti,
- su bambini senza supervisione.

SICUREZZA DEGLI OCCHI

- Non guardare direttamente i LED.
- Utilizzare protezioni oculari se fornite.
- Interrompere immediatamente in caso di fastidio visivo.

CONDIZIONI AMBIENTALI

- Non utilizzare sotto la pioggia o in un bagno umido.
- Tenere lontano da acqua e alte temperature.
- Non esporre alla luce diretta del sole o al fuoco.
- Temperatura di conservazione consigliata: 0-40 °C.



CONDIZIONI DI UTILIZZO

BATTERIA E RICARICA

- Utilizzare esclusivamente l'alimentazione consigliata.
- Non smontare, perforare o riscaldare la batteria.
- Scollegare dopo la ricarica completa.
- Non utilizzare se il cavo è danneggiato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere prima della pulizia.
- Pulire con un panno morbido leggermente umido.
- Non immergere in acqua.
- Non utilizzare alcol aggressivo o solventi.

AVVERTENZE

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso cosmetico.
- Questo prodotto non è un dispositivo medico.
- I risultati possono variare a seconda dell'utente.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Marca: JAJ

Riferimento: JAJ0053

EAN: 3701801600525

Composizione: ABS / PCB

Interfaccia di ricarica: USB-C

Numero di LED: 210

Numero di colori: 7

Cinghia regolabile

Dimensioni: 19 x 23 cm

Certificato secondo le norme europee



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

GUANGZHOU DONGDI TECHNOLOGY CO. LTD
202, BUILDING C, WU HAO, LONG QUAN XI LU,
SHI LING ZHEN, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : AX188 / JAJ0053



VOORWAARDEN

Zorg ervoor dat u uw masker vóór het eerste gebruik volledig oplaadt om de levensduur van de batterij te verlengen.

BESCHRIJVING

Een LED-gezichtsmasker gebruikt verschillende lichtkleuren om de huid te behandelen zonder pijn of agressieve UV-stralen. Dit wordt LED-lichttherapie genoemd.

De meest voorkomende toepassingen zijn:

Rood licht: stimuleert de aanmaak van collageen en helpt rimpels te verminderen en de stevigheid van de huid te verbeteren.

Blauw licht: helpt de bacteriën die acne veroorzaken te verminderen.

Groen licht: kan helpen pigmentvlekken te verminderen en de egaliteit van de huid te verbeteren.

Geel licht: wordt gebruikt om roodheid en gevoelige huid te kalmeren.

Wit licht: wordt gebruikt voor huidregeneratie en herstel.

INSCHAKELEN

- Pas het masker aan uw gezicht aan met behulp van de band.
- Houd de aan/uit-knop 2-3 seconden ingedrukt.
- Selecteer de gewenste kleur/lichtstand afhankelijk van uw behoeften.

TIJDENS DE SESSIE

- Houd uw ogen gesloten.
- Ontspan gedurende de aanbevolen tijd (15 minuten).
- Gebruik het masker niet langer dan aanbevolen.

EINDE VAN DE SESSIE

- Schakel het apparaat uit.
- Verwijder het masker.
- Breng eventueel een serum of hydraterende crème aan.
- Reinig het masker met een zachte doek.



GEBRUIKSVOORWAARDEN

VOOR GEBRUIK

- Lees de volledige handleiding vóór gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen op een schone en droge huid.
- Verwijder make-up, dikke crèmes en sieraden.
- Controleer of het apparaat niet beschadigd is.
- Laad het apparaat alleen op met de aanbevolen kabel.

NORMAAL GEBRUIK

- Gebruik het apparaat alleen voor het gezicht (of aangegeven zones).
- Houd de ogen gesloten tijdens de sessie.
- Respecteer de aanbevolen sessieduur (15 min).
- Volg de aanbevolen frequentie (bijv. 3-5 keer per week).
- Gebruik het apparaat niet tijdens het slapen.
- Gebruik in een droge en goed geventileerde omgeving.
- Stop het gebruik bij ongemak, branderig gevoel of irritatie.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken:

- bij lichtgevoelige epilepsie,
- tijdens zwangerschap (volgens aanbeveling van de fabrikant),
- op beschadigde, verbrande of geïnfecteerde huid,
- na een agressieve peeling of recente laserbehandeling,
- bij ernstige huidaandoeningen zonder medisch advies,
- bij gebruik van lichtgevoelige medicijnen,
- bij kinderen zonder toezicht.

OOGVEILIGHEID

- Niet rechtstreeks in de LED's kijken.
- Gebruik oogbescherming indien meegeleverd.
- Stop onmiddellijk bij visueel ongemak.

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN

- Niet gebruiken in de regen of in een vochtige badkamer.
- Uit de buurt houden van water en hoge temperaturen.
- Niet blootstellen aan direct zonlicht of vuur.
- Aanbevolen opslagtemperatuur: 0-40 °C.



GEBRUIKSVOORWAARDEN

BATTERIJ EN OPLADEN

- Gebruik uitsluitend de aanbevolen stroomvoorziening.
- Demonteer, doorboor of verhit de batterij niet.
- Koppel de oplader los na volledige oplading.
- Gebruik het apparaat niet als de kabel beschadigd is.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel het apparaat uit vóór het reinigen.
- Reinig met een zachte, licht vochtige doek.
- Niet onderdompelen in water.
- Gebruik geen agressieve alcohol of oplosmiddelen.

WAARSCHUWINGEN

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor cosmetisch gebruik.
- Dit product is geen medisch hulpmiddel.
- Resultaten kunnen per gebruiker verschillen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

SPECIFICATIES

Merk: JAJ

Referentie: JAJ0053

EAN: 3701801600525

Samenstelling: ABS / PCB

Oplaadinterface: USB-C

Aantal LED's: 210

Aantal kleuren: 7

Verstelbare band

Afmetingen: 19 x 23 cm

Gecertificeerd volgens Europese normen



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

GUANGZHOU DONGDI TECHNOLOGY CO. LTD
202, BUILDING C, WU HAO, LONG QUAN XI LU,
SHI LING ZHEN, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : AX188 / JAJ0053



BESCHREIBUNG

VORAUSSETZUNGEN

Stellen Sie vor der ersten Verwendung sicher, dass Sie Ihre Maske vollständig aufladen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

SCHREIBUNG

Eine LED-Gesichtsmaske verwendet verschiedene Lichtfarben, um die Haut ohne Schmerzen oder aggressive UV-Strahlung zu behandeln. Dies wird als LED-Lichttherapie bezeichnet.

Die häufigsten Anwendungen sind:

Rotlicht: stimuliert die Kollagenproduktion und hilft, Falten zu reduzieren und die Hautfestigkeit zu verbessern.

Blaulicht: hilft, akneverursachende Bakterien zu reduzieren.

Grünlicht: kann helfen, Pigmentflecken zu reduzieren und den Hautton auszugleichen.

Gelblicht: wird verwendet, um Rötungen zu beruhigen und empfindliche Haut zu pflegen.

Weißlicht: wird zur Regeneration und Erholung der Haut verwendet.

VERWENDUNG

INBETRIEBNAHME

- Passen Sie die Maske mithilfe des Bands an Ihr Gesicht an.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt.
- Wählen Sie die gewünschte Farbe/Lichtfunktion je nach Bedarf aus.

WÄHREND DER ANWENDUNG

- Halten Sie die Augen geschlossen.
- Entspannen Sie sich für die empfohlene Dauer (15 Minuten).
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als empfohlen.

ENDE DER ANWENDUNG

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Entfernen Sie die Maske.
- Tragen Sie optional ein Serum oder eine Feuchtigkeitscreme auf.
- Reinigen Sie die Maske mit einem weichen Tuch.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

VOR DER ANWENDUNG

- Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Verwendung.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf sauberer und trockener Haut.
- Entfernen Sie Make-up, dicke Cremes und Schmuck.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt ist.
- Laden Sie das Gerät ausschließlich mit dem empfohlenen Kabel auf.

NORMALE VERWENDUNG

- Verwenden Sie das Gerät nur im Gesicht (oder in den angegebenen Bereichen).
- Halten Sie während der Anwendung die Augen geschlossen.
- Halten Sie die empfohlene Anwendungsdauer ein (15 Min.).
- Beachten Sie die empfohlene Häufigkeit (z. B. 3–5 Mal pro Woche).
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Schlafens.
- Verwenden Sie es in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung.
- Beenden Sie die Anwendung bei Unwohlsein, Brennen oder Reizungen.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

KONTRAINDIKATIONEN

Nicht verwenden:

- bei lichtempfindlicher Epilepsie,
- während der Schwangerschaft (gemäß Herstellerempfehlung),
- auf verletzter, verbrannter oder infizierter Haut,
- nach einem aggressiven Peeling oder einer kürzlichen Laserbehandlung,
- bei schweren Hauterkrankungen ohne ärztlichen Rat,
- bei Einnahme lichtempfindlich machender Medikamente,
- bei Kindern ohne Aufsicht.

AUGENSCHUTZ

- Nicht direkt in die LEDs schauen.
- Verwenden Sie eine Schutzbrille, falls mitgeliefert.
- Bei Sehstörungen sofort die Anwendung abbrechen.

UMWELTBEDINGUNGEN

- Nicht bei Regen oder in feuchten Badezimmern verwenden.
- Von Wasser und hohen Temperaturen fernhalten.
- Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer aussetzen.
- Empfohlene Lagertemperatur: 0-40 °C.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

BATTERIE UND LADEN

- Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Netzteil.
- Zerlegen, durchstechen oder erhitzen Sie den Akku nicht.
- Trennen Sie das Gerät nach vollständigem Laden vom Strom.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- Reinigen Sie es mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Keine aggressiven Alkoholprodukte oder Lösungsmittel verwenden.

WARNHINWEISE

- Dieses Produkt ist ausschließlich für kosmetische Zwecke bestimmt.
- Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät.
- Die Ergebnisse können je nach Benutzer variieren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

TECHNISCHE DATEN

Marke: JAJ

Referenz: JAJ0053

EAN: 3701801600525

Zusammensetzung: ABS / PCB

Ladeanschluss: USB-C

Anzahl der LEDs: 210

Anzahl der Farben: 7

Verstellbarer Gurt

Abmessungen: 19 x 23 cm

Zertifiziert nach europäischen Normen



www.jaj-solutions.com

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
All trademarks are the property of their respective owners.
Importé par JAJ SOLUTIONS SAS, Fabriqué en Chine
Imported by JAJ SOLUTIONS SAS, Made in China.
499 AVENUE DES MONTS D'OLMES | 09340 VERNIOLLE | FRANCE

MANUFACTURER

GUANGZHOU DONGDI TECHNOLOGY CO. LTD
202, BUILDING C, WU HAO, LONG QUAN XI LU,
SHI LING ZHEN, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA
MODEL NUMBER : AX188 / JAJ0053

